



مستشفيات جامعة الاسكندرية

الأدارة المركزية

ادارة التعاقدات


الممارسة العامة

وفقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018

بشأن تنظيم التعاقدات

توريد و تركيب غسالة مناظير للجهاز الهضمي
بمستشفى المواساه الجامعي

جاء بزم جواشر ٢٠٢١/١٢/٢٥



- 4- أن تكون مرفق الكتالوجات الخاصة بها .
- 5- مدة الضمان لا تقل عن عام من تاريخ الاستلام الابتدائي مع خصم 5% كضمان اعمال .
- 6- يجب ان تكون جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة
- 7- الالتزام بالموصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط و المواصفات المطروحة .
- 8- مدة التوريد في خلال ^{من ٣-٤} شهر من استلام امر الشغل و الموقع خالي من الموانع .
- 9- يتم سداد تامين نهائى قدرة 5% من قيمة امر الشغل خلال عشر ايام من استلام امر الشغل .

اولا المظروف الفني يحتوى على الاتي :

1. تقديم تامين مؤقت قدره ٩٠٠٠ جنيها يسدد علي حساب رقم الحساب المؤسسي
- () او بخطاب ضمان صادر من احد البنوك المعتمدة لدى البنك المركزي غير مشروط بشرط ان يكون صادر في حدود النسبة المصرح بها قانونيا و ان يكون ساري لمدته لا تقل عن اربعة أشهر و علي ان يستخرج الخطاب باسم مستشفيات جامعة الاسكندرية و ان يضمن اقرار البنك انه لم يتعدي الحد المصرح به لاصدار الخطابات من البنك المركزي علي ان يزيد قيمة التامين الي (5%) من اجمالي قيمة العطاء في حالة رسو العطاء
2. العرض الفني
3. بيان الشكل القانوني للجهة المتقدمة للممارسة و صورة من المستندات الدالة علي قيامها قانونيا مختومة بختم الجهة
4. خطاب من الشركة موضح به عنوان الشركة تحديدا التي سيتم ارسال المكاتبات المتبادلة عليه و رقم الفاكس
5. صورة من السجل التجاري و ان يكون ساري المفعول او الصناعي او السجل المستوردين و غيرها من السجلات التي يكون واجبا قانونيا حسب الاحوال .
6. شهادة تسجيل بالضرائب العامة علي ضريبة القيمة المضافة في حالة وصوله لحد التسجيل المقرر قانونا و في حالة عدم التسجيل يقدم صاحب العطاء شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد عدم الوصول لحد التسجيل - التسجيل بالفاتورة الالكترونية - 14س وكلاء .



٩١٥٥٩١

الإمتثال للمعايير الدولية:

- ISO15883-1 و ISO15883-4
- CE Marking أو FDA approval (حسب الدولة).

خيارات إضافية حسب الموديل:

- نظام قياس آلي لتركيز المطهر.
- طباعة لتقارير الغسل.
- إتصال مع قاعدة بيانات مركز التعقيم.

التوريد والتركيب فى خلال من 3 إلى 4 شهور
المنشأ: اتحاد أوروبى
شامله كافة أعمال التركيب وفلتر المياه المعالجه

مقدمة

1. تخضع هذه الممارسة العامة لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات ولائحته التنفيذية التي تبرمها الجهات العامة
2. لجنه فتح المظاريف يوم ١٤/١٢/٢٠٢٥ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٥ بإدارة التعاقدات بالادارة المركزية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا
3. للاستفسارات تليفون 01285822871 - فاكس 03 4868321
4. تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين باحكام احدهما مظروف فني و اخر مظروف مالي
5. اخر موعد لسحب كراسة الشروط و الموصفات يوم ١٤/١٢/٢٠٢٥ الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٥ الساعة الثانية عشر ظهرا



اولا :- الشروط العامة :-

- 1- طريقة الدفع أمر دفع بعد الفحص والاستلام الابتدائي للوحدة تعمل بحالة جيدة .
- 2- مدة الارتباط : ثلاثة أشهر .
- 3- مكان التوريد مخازن مستشفيات جامعة الاسكندرية (المواساه).

لوجع نس

المواصفات الفنية لغسالة مناظير الجهاز الهضمي:

عدد القنوات / السعة:

- سعة غسل منظار واحد أو أكثر في نفس الوقت.
- القدرة علي تنظيف كل قنوات المنظار (الهواء ، الماء ، الشفط ، أداة التشغيل ،....).

أنظمة التنظيف:

- غسيل أوتوماتيكي لجميع القنوات الداخلية والخارجية.
- مضخات منفصلة لكل قناة لضمان الضغط المناسب.
- نظام كشف إنسداد القنوات. (برنامج اختبار التسريب و الإنسداد قبل عملية الغسيل (Leakage Test).

أنظمة التعقيم والتطهير:

- استخدام مواد مطهرة فعالة (مثل: جلورتالدهيد أو حمض الباراسيتك أسيد).
- مراقبة تركيز المطهرات ودرجات الحرارة تلقائياً.
- درجة حرارة التعقيم تصل إلي 50-60 درجة مئوية (حسب المادة المستخدمة).

أنظمة الفلترة والشفط:

- شطف نهائي بماء نقي مفلتر باستخدام فلتر HEPA أو 0.2 ميكرون.
- إزالة بقايا المطهرات تماماً لتفادي تهيج المرضى.

التجفيف:

- تجفيف داخلي للقنوات باستخدام هواء معقم.
- خيار التجفيف الخارجي للمنظار.

السلامة ومراقبة الدورة:

- أنظمة تتبع وتوثيق رقم المنظار المستخدم ، توقيت الغسيل، ونتيجة الدورة.
- شاشة تعمل باللمس للتحكم ومراقبة الدورة.
- تنبيهات للأخطاء وإنقطاع الدورة.
- إمكانية التوصيل بنظام RIS /HIS /PACS لتوثيق البيانات إلكترونياً.

المواد والتصميم:

- هيكل من ستانلس إستيل مقاوم للصدأ.
- تصميم يمنع التلوث المتبادل بين المناظير.
- مزودة بباب أوتوماتيكي من الزجاج البصري لمراقبة عملية التنظيف والتطهير مغلق تماماً لتجنب تسريب رائحة المطهر لحماية الفريق الطبي، ويمكن فتحه بالضغط بلطف بعد الإنتهاء أو في حالة حدوث خلل في برنامج إعادة المعالجة.
- سهل التنظيف من الخارج.



رجوع صيا
[Signature]